



## Mount Saver Glue Additive Teknisk data & instruktioner

**Om:** Mount Medix Mount Saver Glue Additive er en blanding, der kan tilføres til enhver af de almindeligt anvendte lim-typer, pastaer, epoxy og klæbemidler i konservatorindustrien.

**Hvorfor skal man gøre dette?** Tilføjelsen af lim-additivet til dine klæbemidler er et vigtigt skridt i at være i stand til at skabe en skadedyrssikker montering til din kunde. Klæbemidlerne indkapsler Mount Medix kemikaliet, hvilket skaber en tidsfrigivelsesmekanisme til forebyggelse mod at monteringen bliver en fødekilde for insekter, larver og æg

**Anvendelser:** Dette er typisk et produkt, der kun vil blive brugt af konservatoren under produktionen af monteringerne. Lim-additivet er designet til at blande ind i et af de almindelige klæbestoffer, uden at det påvirker limens brugbarhed, tørretid og holdekraft.

For de konservatorer, der bruger stivelse eller dextrin-baseret klæbemiddel, vil tilsætningen af lim-additivet også forhindre dannelse af skimmelsvamp i klæbemidlet, så du bliver ikke længere nødt til at tilføje materialer som Lysol til dit klæbemiddel. Lim-additivet sammen med Mount Saver Hide Pre Soak forhindrer også dannelsen af skimmelsvamp i ørerne.

**Tilgængelige størrelser og forbrug:**

Mount Medix Mount Saver Glue Additive fås i en 0,473 liters flaske. Tilsæt Mount Saver Glue Additive i et forhold på 1,5% til klæbemidlet. Brug f.eks. 150 ml (1,5 dl) Mount Saver Glue Additive til 10 kilo limpasta.

**Opbevaringstid:** Mere end 5 år

For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte Mount Medix på [info@mountmedix.eu](mailto:info@mountmedix.eu)